

ManuMix®

Mischsystem für den klinischen Einsatz



ManuMix®



ManuMix® ist das patentierte sterile Mischsystem zum manuellen Anmischen von Knochenzemente niedriger bis mittlerer Viskosität und nachfolgendem Transfer in Spritzen für den klinischen Einsatz. Das einzigartige patentierte Design erlaubt das homogene Mischen der Pulver- und Monomer-Komponenten, wie auch den sauberen und abgedeckten Transfer des Knochenzements in Spritzen.

Das Mischsystem besteht aus 3 Bestandteilen:

- Mischbecher
- Transfereinsatz mit Luer-Anschluss
- Spatel



Einfüllen und Mischen des Knochenzementes mit dem beigelegten Spatel*



Spritze auf den Luer-Anschluss des Transfereinsatzes aufsetzen*



Sauberer Transfer des Knochenzementes in Spritzen*



ManuMix® Eigenschaften:

- Leichte Handhabung
- Sicherer und sauber Transferprozess
- Reduzierte Lufteinschlüsse in der Spritze durch die Verwendung einer Luer Verbindung in Kombination mit dem Transfereinsatz
- Optimale Entnahmetechnik bei minimalem Zementrückstand
- Steriles Produkt verpackt in einer Blisterfolie

Material

Das Mischsystem ManuMix® besteht aus Polypropylen, welches mit PMMA-Knochenzement kompatibel ist.

ManuMix®

Versandeinheit enthält 10 Mischsysteme

Art.-Nr.

02-0602



OSARTIS GmbH, Lagerstraße 11-15, 64807 Dieburg, Germany

phone +49 (0) 6071 - 929 0

fax +49 (0) 6071 - 929 100

e-mail info@osartis.de

web www.osartis.de

* Für Details bitte die Gebrauchsanweisung beachten