

Cement Restrictor

Universal-Femur PE-Restriktor

Universal-Femur PE-Restriktor



PE-Zementrestriktor / PE-Cement Restrictor



Der **PE-Zementrestriktor** mit flexibel gestalteten Lamellen aus Polyethylen wird universell und größenunabhängig bei Patienten zum Verschließen des Femurkanales verwendet. Das speziell auf den PE-Zementrestriktor angepasste Instrumentarium ermöglicht ein sicheres Einbringen.


*The **universal PE-Cement Restrictor** with flexible polyethylene lamellae is used to seal the femoral canal for all patient sizes. The instrument, specifically adjusted to the PE-Cement Restrictor, allows a safe insertion.*

Eigenschaften

Mit dem PE-Zementrestriktor wird der Markraum distal auf der späteren Höhe der Prothesenspitze verschlossen und so der Femurkanal abdichtet. Der Verschluss wird durch Eindrücken des PE-Zementrestrikteurs in den Femur erreicht.

Properties

The PE-Cement Restrictor occludes the medullary space, distal to the subsequent location of the prosthesis tip, to seal the femoral canal. This sealing is achieved by pressing the PE-Cement Restrictor inside the femur.



PE-Zementrestriktor / PE-Cement Restrictor

HT 3500-25

Applikator für PE-Zementrestriktor / Applicator for PE-Cement Restrictor

IH 0003-00

OSARTIS GmbH, Lagerstraße 11-15, 64807 Dieburg, Germany

phone +49 (0) 6071 - 929 0

e-mail info@osartis.de

fax +49 (0) 6071 - 929 100

web www.osartis.de



aap Implantate AG, Lorenzweg 5, 12099 Berlin, Germany

phone +49 (0) 30 - 750 19 0

e-mail customer.service@aap.de

fax +49 (0) 30 - 750 19 111

web www.aap.de