

PulsaClean® Pulse Lavage System	Menge	Art.-Nr.
PulsaClean® Einweg Pulse Lavage System (mit Batterien)	1	LD 1000
PulsaClean® AC Einweg Pulse Lavage System	1	LD 1500
Netzteil für PulsaClean® AC	1	LD 1510

PulsaClean® Zubehör	Menge	Art.-Nr.
PulsaClean® Einweg Femurkanalbürste	1	LD 1010
PulsaClean® Kurzer Aufsatz für Knie-TEP und sonstige Debridement	1	LD 1020



PulsaClean® & PulsaClean® AC Einweg Pulse Lavage System



Vertrieb

OSARTIS GmbH

Auf der Beune 101, 64839 Münster, Germany
 Niederlassung: Lagerstraße 11-15, 64807 Dieburg, Germany
 phone +49 (0) 6071 - 929 0 e-mail info@osartis.de
 fax +49 (0) 6071 - 929 100 web www.osartis.de

Guangzhou Clean Medical Products Manufacturing Corporation

No.9 Guangcong Road, Conghua Development District,
 Guangzhou, China P.C.: 510990
 phone +86 - 20 - 87654060 e-mail info@cleanmfg.com
 fax +86 - 20 - 87814548 web www.cleanmfg.com

141-2500-02 / 092020



PulsaClean® / PulsaClean® AC

PulsaClean® ist ein effektives und einfaches Einweg Pulse-Lavage-System zur intensiven Wundreinigung von Knochen- oder Gewebedefekten. Mit seinen zwei Aufsätzen, sowohl für Knie- als auch Hüftarthroplastien, und seiner Spül- und Absaugvorrichtung ermöglicht PulsaClean® eine optimale Behandlungsflexibilität für den Anwender ohne zusätzlichen logistischen Aufwand.

Verwendungszweck

Das PulsaClean® Pulse Lavage System dient zur pulsatischen Wundspülung und zur Entfernung von Debris aus dem chirurgischen Eingriffsbereich z.B.

- beim Debridement eines Wundbereichs durch Spülung und Absaugung
- bei der Vorbereitung des Knochenbettes vor einer Hüft- oder Knieendoprothetik.

Dieses Gerät wird zusammen mit normaler steriler Kochsalzlösung oder anderen geeigneten Lösungen verwendet. Eine Absaugung ist optional.

PulsaClean® Einweg Pulse Lavage System auf einen Blick

PulsaClean® LD 1000 (mit Batterien)



PulsaClean® AC LD 1500 und Netzteil LD 1510

• Mehr Leistung

Unbegrenzt Spülvolumen und unverminderte Leistung.

• Kein Batterieabfall

Das wiederverwendbare Netzteil ermöglicht den Verzicht von Alkalibatterien und ist somit eine umweltfreundliche Alternative.



Einfache und sichere Anwendung durch Aufsatzbefestigung mit einem »Klick«

Das PulsaClean® Handstück enthält eine spezielle Ansatzvorrichtung, welche komplementär zu den Aufsätzen ist. Die im Durchmesser unterschiedlichen Öffnungen verhindern ein falsches Aufstecken der Aufsätze, so dass die Spül- und Saugleitungen nicht verwechselt werden können.



Mittels eines Klickmechanismus können die Aufsätze fest am Handstück fixiert werden und verhindern so ein Lösen während des Gebrauches.

Weiteres Zubehör

Kurzer Aufsatz mit Spritzschuttschild für Knie-TEP und sonstige Debridement LD 1020

- Einfach zu verwenden
- Benutzerfreundlicher Klickmechanismus zur sicheren Befestigung des Aufsatzes



Femurkanalbürste LD 1010

Zusätzlich zum PulsaClean® Lavage System, mit jeweils einem kurzen und einem langen Aufsatz, gibt es eine Femurkanalbürste. Die kurzen stabilen Borsten ermöglichen eine intensive Reinigung bis tief in den Markkanal. Analog zu den Spülaufsätzen bietet auch die Kanalbürste eine Spül- und Absaugfunktion.



Vorteile

LD 1000 & LD 1500

- Ein System für unterschiedlichste Anwendungsgebiete mit beigelegtem kurzen und langen Aufsatz führt zu minimiertem logistischen Aufwand
- Latexfreies Produkt
- Benutzerfreundlicher Klickmechanismus zur sicheren Befestigung der Aufsätze
- Zwei Fließgeschwindigkeiten mit > 0,9 l/min (langer Aufsatz) und > 1,0 l/min (kurzer Aufsatz)
- Intensive und gleichzeitig schonende Reinigungswirkung durch nebelartigen Spüldruck von > 15 psi
- Anwenderfreundlicher Geräuschpegel von < 75 dB(A)
- Ergonomischer Handgriff mit ca. 3 m langen integrierten Spül- und Saugschläuchen ermöglicht komfortable Handhabung für Operateur
- Hohe Patientensicherheit, da spezielle Klemmen den Rückfluss der Spüllösung verhindern

LD 1000

- Antrieb durch zehn 1,5 V AA R6 Batterien; Gerätebetrieb mit Spannung von 15 V bei 37,5 W Geräteleistung
- Leichtes Handstück mit einem Gewicht von < 0,13 kg, da Batterien im externen Batteriepack (Nettogewicht der Einweg-Lavage < 0,8 kg)
- Einfache Hängevorrichtung für das Batteriepack

LD 1500

- Leichtes Handstück mit einem Gewicht von < 0,13 kg
- Unbegrenzt Spülvolumen und unverminderte Leistung
- Umweltfreundliche Option, da keine Einmalbatterien